







ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

# ТЕРМОДИНАМИКА

методические указания



[www.unitex.tomsk.ru](http://www.unitex.tomsk.ru)





*«Плоды моих трудов - прежде всего в научной известности, составляющей гордость - не одну мою личную, но и общую русскую. Лучшее время жизни и её главную силу взяло преподавательство. Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность. Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет по сих пор. Это служба по мере сил и возможности на пользу роста русской промышленности».*

*Д.И. Менделеев*

УДК 541

Лабораторный практикум «ТЕРМОДИНАМИКА». Методические указания. А.Г. Кагиров. Томск: изд. ХХХ, 2017.

В методических указаниях представлены общие правила организации лабораторного практикума по физической и коллоидной химии. Кратко изложены основные понятия химической термодинамики. Пособие является руководством к лабораторным работам по химической термодинамике и предназначено для студентов химических и химико-технологических специальностей. Пособие также может быть полезным для преподавателей химии в техникумах, лицеях и нехимических вузах.

© Кагиров А.Г., 2017

© ООО «НПО «УНИТЕХ», 2017




## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ .....	6
Оформление отчета .....	6
Приближенные величины и действия с ними. ....	7
Ошибки измерений .....	8
<i>Проверьте себя</i> .....	10
Элементарная математическая обработка результатов измерений.....	10
Графическое изображение экспериментальных данных .....	12
Содержание отчета .....	14
ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ .....	15
Основная аппаратура. Калориметр.....	21
Определение действительного изменения температуры в калориметрических опытах .....	22
Графический метод определения действительного изменения температуры .....	22
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ ХОРОШО РАСТВОРИМОЙ СОЛИ .....	25
Краткие теоретические сведения .....	25
Цель работы .....	27
Оборудование .....	28
Реактивы и посуда .....	28
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	28

Опыт №1. Определение постоянной калориметра .....	28
Опыт №2. Определение постоянной калориметра .....	29
Рекомендации по оформлению отчета .....	29
Пример расчета теплоты растворения неизвестной соли .....	29
Определение постоянной калориметра .....	30
Определение теплоты растворения неизвестной соли .....	30
<b>ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ СИЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ .....</b>	<b>32</b>
Краткие теоретические сведения .....	32
Цель работы .....	32
Оборудование .....	32
Реактивы и посуда .....	33
<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ .....</b>	<b>33</b>
Опыт №1. Определение постоянной калориметра .....	33
Опыт №2. Определение теплоты нейтрализации и разведения .....	34
Опыт №3. Определение теплоты разведения .....	34
Рекомендации по оформлению отчета .....	34
<b>ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА РЕАКЦИИ РАСТВОРЕНИЯ МАГНИЯ В КИСЛОТЕ .....</b>	<b>36</b>
Цель работы .....	36
Оборудование .....	36
Реактивы и посуда .....	36
<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ .....</b>	<b>36</b>
Опыт №1. Определение постоянной калориметра .....	36
Опыт №2. Растворение магния в кислоте .....	37

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТА СУЛЬФАТА МЕДИ .....	38
Краткие теоретические сведения .....	38
Цель работы .....	38
Оборудование .....	38
Реактивы и посуда .....	39
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	39
Опыт №1. Определение постоянной калориметра .....	39
Опыт №2. Растворение безводного сульфата меди .....	40
Опыт №3. Растворение пентагидрата сульфата меди .....	40
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ .....	41
Краткие теоретические сведения .....	41
Цель работы .....	44
Оборудование .....	44
Реактивы и посуда .....	44
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	44
Рекомендации по оформлению отчета .....	45
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА.....	46
Краткие теоретические сведения .....	46
Цель работы .....	47
Оборудование .....	47
Реактивы и посуда .....	48
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	48
Рекомендации по оформлению отчета .....	48

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. Определение термодинамического равновесия в гомогенной системе .....	50
Краткие теоретические сведения .....	50
Цель работы .....	50
Оборудование .....	50
Реактивы и посуда .....	51
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	51
Рекомендации по оформлению отчета .....	52
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. Изучение равновесия реакции хлорида железа с роданидом калия.....	55
Цель работы .....	55
Реактивы и посуда .....	55
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.....	55
Рекомендации по оформлению отчета .....	56
Список источников.....	57





# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

## Оформление отчета

Лабораторная работа — небольшой научный отчет, обобщающий проведенную студентом работу, которую представляют для защиты преподавателю. К лабораторным работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке студентов.

*Титульный лист* является первой страницей любой научной работы и для конкретного вида работы заполняется по определенным правилам. Для лабораторной работы титульный лист оформляется в соответствии с прил. 1.

*Цель работы* должна отражать тему лабораторной работы, а также конкретные задачи, поставленные студенту на период выполнения работы. По объему цель работы в зависимости от сложности и многозадачности работы составляет от нескольких строк до 0,5 страницы.

*Краткие теоретические сведения.* В этом разделе излагается краткое теоретическое описание изучаемого в работе явления или процесса, приводятся также необходимые расчетные формулы. Материал раздела не должен копировать содержание методического пособия или учебника по данной теме, а ограничивается изложением основных понятий и законов, расчетных формул, таблиц, требующихся для дальнейшей обработки полученных экспериментальных результатов. Объем литературного обзора не должен превышать 1/3 части всего отчета.

*Описание экспериментальной установки и методики эксперимента.* В данном разделе приводится схема



экспериментальной установки с описанием ее работы и подробно излагается методика проведения эксперимента, процесс получения данных и способ их обработки.

*Экспериментальные результаты.* В этом разделе приводятся непосредственно результаты, полученные в ходе проведения лабораторных работ: определенные значения величин, графики, таблицы, диаграммы. Обязательно необходимо оценить погрешности измерений.

*Анализ результатов работы.* Раздел отчета должен содержать подробный анализ полученных результатов, интерпретацию этих результатов на основе физических законов. Следует сравнить полученные результаты с известными литературными данными, обсудить их соответствие существующим теоретическим моделям. Если обнаружено несоответствие полученных результатов и теоретических расчетов или литературных данных, необходимо обсудить возможные причины этих несоответствий.

*Выводы.* В выводах кратко излагаются результаты работы: полученные экспериментально или теоретически значения физических величин, их зависимости от условий эксперимента или выбранной расчетной модели, указывается их соответствие или несоответствие законам и теоретическим моделям, возможные причины несоответствия.

### **Приближенные величины и действия с ними.**

Запись результатов измерений и вычислений производят так, чтобы из них была видна точность, с которой выполнены эти действия. Любые данные, получаемые измерением, всегда приближенны, поскольку их точность зависит от многих обстоятельств и в первую очередь — от погрешности средств измерения.

Например, если при измерении температуры последняя цифра оказалась нулем, то её нельзя отбрасывать. Например,

датчик температуры показывает «25.30°C». Это означает, что измерение проводилось с точностью до второго знака после запятой. Если студент в данном случае зафиксирует в тетради «25.3°C», то точность результата будет необоснованно снижена.

При выполнении арифметических действий над приближенными числами следует помнить, что конечный результат сложения или вычитания не должен иметь больше знаков после запятой, чем у наименее точного члена, то есть члена с наименьшим числом знаков. Например, для суммы « $1.222 + 1.88 + 2.4 + 3.9296 = 9.1616$ » правильной является запись «9.2», так как у третьего слагаемого только один знак после запятой. В промежуточных вычислениях после запятой должно быть на один знак больше.

Также при умножении и делении. Например, для произведения « $2.222 \times 0.11 \times 5.02 = 1.2269$ » правильной будет запись «1.2», так как у числа 0.11 всего две значащих цифры. В промежуточных вычислениях значащих цифр должно быть на одну больше.

При возведении в степень или извлечении корня в результате следует оставлять столько значащих цифр, сколько их содержится в исходном числе.

Вычисления и записи, выполненные с нарушением вышеописанных правил, являются неграмотными, так как не отвечают действительной точности результатов работы. Соблюдение этих правил, с другой стороны, облегчает расчеты, так как позволяет отбросить лишние цифры перед выполнением вычислительных операций.

### **Ошибки измерений**

*Систематические ошибки* одинаковы по знаку и обусловлены постоянно действующими факторами, которые можно учесть или исключить. Например, смещён нуль шкалы


вольтметра, и все результаты измерений отличаются от действительных на 0.07 В.

*Случайные ошибки* — это непредсказуемые по величине и знаку отклонения измерений от среднего результата. Их особенность в том, что они равновероятны по знаку и подчиняются закону нормального распределения, согласно которому вероятность крупных ошибок меньше, чем мелких.

*Промахи* — это грубые ошибки, вызванные нарушением условий эксперимента или небрежностью в работе. Например, в ходе эксперимента самопроизвольно менялось сетевое напряжение, в то время как требовалось его постоянство. Или по невнимательности был сделан отсчет «1.1», в то время как прибор показывал «1.01». Результаты с грубыми ошибками в процессе обработки при наличии обоснований отбрасывают.

Правильность результата, то есть наличие систематической ошибки, всегда не трудно проверить, пользуясь стандартными или эталонными образцами. Этот приём широко используется в практике. Он позволяет находить поправки, с помощью которых можно получить правильные результаты на точно, но неправильно работающих средствах измерения.

Случайные ошибки, в отличие от систематических, исключить нельзя. Но, увеличивая количество измерений, можно уменьшить среднюю величину случайной ошибки и, в итоге, повысить точность результата измерений. Действительно, при одном-двух измерениях не исключается возможность того, что они будут выполнены с большой ошибкой. При многократных же измерениях, согласно закону нормального распределения случайных величин, вероятность многократного появления крупных ошибок мала.



## Проверьте себя

Дано приближенное число 1.0754327 и его предельная абсолютная погрешность 0.0005. Округлите это число, оставив верные цифры. Учтите погрешность округления.

Портняжной сантиметровой лентой измеряют длину окружности меридиана, пушечного ядра Царь-пушки и теннисного мяча. Измерение какой величины даст большую относительную погрешность?

При измерении радиуса круга с точностью до 0.5 см получилось число 12 см. Найдите абсолютную и относительную погрешности площади круга.

Выполните арифметические действия над приближенными числами, все цифры которых верны:

$$130,6 + 0,255 + 1,15224 + 41,84 + 11,8216 = \dots$$

$$35.2 \times 1.748 = \dots$$

$$7.6 / 2.314 = \dots$$

Оцените абсолютную погрешность функции  $y = \ln(x)$ .

Оцените абсолютную погрешность функции  $y = x \times t$  ( $t$  — любое действительное число).

## Элементарная математическая обработка результатов измерений

Чтобы получить результат, как можно более приближающийся к действительному значению определяемой величины, измерения выполняют многократно и из них находят среднее арифметическое от всех значений (исключая промахи), которое и принимают за фактическое значение измеряемой величины.

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Поскольку эта величина приближительная, следует охарактеризовать её точность. В качестве характеристики точности в простейших случаях пользуются величиной средней ошибки.

$$\Delta a = \frac{|\Delta a_1| + |\Delta a_2| + \dots + |\Delta a_n|}{n}.$$

Окончательный результат записывают в виде

$$a = \bar{a} \pm \Delta \bar{a}.$$

Когда определяемая величина является функцией не одной, а нескольких измеряемых величин, то и ошибка определения этой величины зависит от ошибок измерения составляющих величин. Так как ошибки несоизмеримо меньше самих измеряемых величин, можно заменить их разности дифференциалами. Тогда:

$$\Delta Y = \left| \frac{\partial Y}{\partial a} \right| da + \left| \frac{\partial Y}{\partial b} \right| db + \dots + \left| \frac{\partial Y}{\partial k} \right| dk.$$

Вычислим относительную ошибку результата для простейших функций:

$$Y = A + B \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\left| \frac{\partial(A+B)}{\partial A} \right| \Delta A + \left| \frac{\partial(A+B)}{\partial B} \right| \Delta B}{A + B} = \frac{\Delta A + \Delta B}{A + B}$$

$$Y = A - B \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\left| \frac{\partial(A-B)}{\partial A} \right| \Delta A + \left| \frac{\partial(A-B)}{\partial B} \right| \Delta B}{A - B} = \frac{\Delta A + \Delta B}{A - B}$$

$$Y = A \cdot B \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\left| \frac{\partial(AB)}{\partial A} \right| \Delta A + \left| \frac{\partial(AB)}{\partial B} \right| \Delta B}{AB} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

$$Y = \ln A \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\left| \frac{\partial(\ln A)}{\partial A} \right| \Delta A}{\ln A} = \frac{\Delta A}{A \ln A}$$

Например, при определении молекулярной массы вещества криоскопическим методом пользуются уравнением:

$$M = \frac{K m_1}{m_2 (T_1 - T_2)},$$

где  $m_1$  и  $m_2$  — навески растворенного вещества и растворителя;  $T_1$  и  $T_2$  — температура замерзания растворителя и раствора;  $K$  — криоскопическая постоянная.

Пусть  $m_1 = 1.0000 \pm 0.0002$  г,  $m_2 = 50.00 \pm 0.05$  г,  
 $T_1 = 1.207 \pm 0.003^\circ\text{C}$ ,  $T_2 = 1.000 \pm 0.003^\circ\text{C}$ ,  $K = 1.86$ . Тогда относительная погрешность определения молекулярной массы:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta M}{M} &= \frac{\Delta m_1}{m_1} + \frac{\Delta m_2}{m_2} + \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{T_1 - T_2} = \frac{0.0002}{1.0000} + \frac{0.05}{50.00} + \frac{0.003 + 0.003}{0.207} = \\ &= 0.0002 + 0.001 + 0.029 = 0.0302. \end{aligned}$$


Из расчета следует, что относительная погрешность определения молекулярной массы криоскопическим методом не зависит от молекулярной массы, и наибольшую погрешность вносит ошибка определения разности температур замерзания. Поэтому для повышения точности определения молекулярной массы, в первую очередь, необходимо повышать точность измерения  $\Delta T$ .

### Графическое изображение экспериментальных данных

Наиболее выразительная, информативная и удобная форма представления экспериментальных данных — графическая. Построение графика начинают с выбора его размеров и масштаба координатных осей. Очевидно, что в целях сокращения неиспользуемой площади графика не следует начинать ось с нуля, когда откладываемая величина известна не с нуля. Масштаб выбирают удобным для работы. Например, 1 см по оси соответствует 0.2, 0.5, 1, 2.5 или 10 единицам, но не 0.17, 0.54, 1.3 или 2.48.

Оси должны быть обозначены с указанием размерности. Если измеряемые величины выражаются многоразрядными цифрами, то их записывают через множитель  $10^n$ , который ставят рядом с условным обозначением оси. Во избежание путаницы в экспериментальных точках при нанесении на один график нескольких зависимостей каждую точку обводят кружком, треугольником или другой фигуркой.

По поставленным точкам строят линию — функциональную зависимость. Так как случайные ошибки неизбежны, точки могут располагаться на графике с некоторым разбросом. Поэтому линию проводят так, чтобы она проходила возможно ближе ко всем точкам, а точки располагались симметрично и равномерно около линии. Обычно прямые строят с помощью линейки, а кривые — с помощью лекал.





**Зависимость потенциала стеклянного электрода от pH буферных растворов(пример правильного оформления графика).**

На поле и осях графика не должно быть лишних надписей. Подпись к рисунку должна содержать номер рисунка, название зависимости и расшифровку условных обозначений графика.



## Содержание отчета

Отчет является документом, по которому судят о характере работы, о качестве ее выполнения и об уровне квалификации исполнителя. Уровень квалификации проявляется в том, как исполнитель формулирует поставленные перед собой задачи, как понимает и использует теоретический материал, насколько правильно и логично излагает экспериментальную часть работы, как анализирует и оценивает полученные результаты, какие делает выводы. Отсюда следует, что отчет по лабораторной работе служит средством развития навыков по глубокому осмыслению выполняемых заданий и умения выражать свои суждения научным языком.



## ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При химических превращениях происходит изменение внутренней энергии системы, обусловленное тем, что внутренняя энергия продуктов реакции отличается от внутренней энергии исходных веществ. Изучение этих изменений имеет большое значение для термодинамических и технологических расчетов и, кроме того, является одним из путей изучения энергии отдельных химических связей в молекуле и количественной оценки прочности этих связей. Изменение внутренней энергии в различных процессах происходит путем поглощения или выделения теплоты и совершения работы. Теплота реакций имеет большую величину и может быть непосредственно измерена или вычислена.

Термохимией называется раздел химической термодинамики, посвященный определению тепловых эффектов различных физико-химических процессов: химических реакций, фазовых переходов, процессов кристаллизации, растворения и др.

Тепловым эффектом химической реакции называется количество теплоты, которое выделяется или поглощается при необратимом протекании реакций при соблюдении следующих условий:

- не совершается никакой работы, кроме работы расширения;
- температура исходных веществ и продуктов реакции одинакова;
- объем или давление постоянны.

Определение тепловых эффектов основано на использовании первого начала термодинамики. Теплота является объектом изучения в калориметрии. Термодинамические данные, полученные путем

калориметрических измерений, представляет большой интерес для химии, так как при определенных условиях теплоты реакций оказываются мерой изменения внутренней энергии или энтальпии системы. Это условие вытекает из уравнения первого начала термодинамики.

$$dU = \delta Q + \delta W, \quad (1)$$

где  $dU$  — полный дифференциал внутренней энергии системы;  $\delta Q$  — приращение теплоты;  $\delta W = -pdV$  — приращение работы расширения (в случае отсутствия других видов работ).

При постоянном объеме и отсутствии других видов обобщенных работ из этого уравнения после интегрирования получаем

$$\Delta U = Q_v, \quad (2)$$

где индекс  $v$  — обозначает постоянство объема.


Для многих процессов удобно использовать не изохорные теплоты  $Q_v$ , а изобарные  $Q_p$ . Из уравнения первого начала термодинамики и определения энтальпии — ( $H = U + pV$ ) вытекает, что при  $T = \text{const}$ ,  $p = \text{const}$  и при отсутствии других видов работ кроме работы расширения

$$\Delta H = Q_p. \quad (3)$$


В общем тепловой эффект реакций зависит от пути процесса но, при выполнении указанных условий тепловой эффект реакции является мерой изменения внутренней энергии или энтальпии системы. Из уравнений (2) и (3) следует, что для двух практически важных процессов — изобарного и изохорного — теплота процесса приобретает свойства функции состояния, т.е. она не зависит от пути процесса, а зависит только от начального и конечного состояния системы. Таким образом, тепловой эффект химических реакций можно определить, зная начальное и конечное состояние системы. Это положение было

сформулировано на основании опытных данных Г.И. Гессом и называется законом Гесса.


В термохимии при написании химических уравнений принято включать в него тепловой эффект реакции. Тепловой эффект реакции определяется не только природой реагирующих веществ, но и их агрегатным состоянием, поэтому в уравнении реакции указывается и агрегатное состояние реагентов через символы (г), (ж), (т) или (к) означающие газообразное, жидкое и твердое или кристаллическое состояния. Такая запись называется термохимическим уравнением. Например,




С термохимическими уравнениями, если тепловые эффекты приведены в них при одних и тех же условиях, можно оперировать точно так же, как и с алгебраическими. Это свойство термохимических уравнений вытекает непосредственно из закона Гесса. В качестве примера приведем реакции окисления железа. Пусть тепловой эффект реакции



неизвестен, но известны тепловые эффекты реакций:



На основании этих данных можно вычислить тепловой эффект первой реакции. После алгебраического суммирования реакций (2) и (3) и сокращения одинаковых слагаемых получаем



Как видно, термодинамическое уравнение (4) совпадает с (1). Отсюда, в соответствии с законом Гесса, получаем

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 = -527 + (-294) = -821 \text{ кДж.}$$

Термохимия позволяет вычислять тепловые эффекты процессов, для которых отсутствуют экспериментальные данные.

Сопоставление тепловых эффектов и проведение термодинамических расчетов привело к необходимости введения понятия стандартного теплового эффекта. За стандартный тепловой эффект принимают величину теплового эффекта при стандартном давлении  $p^\circ = 105 \text{ Па}$  при некоторой температуре, значение которой указывают отдельно. В справочниках, как правило, приводятся стандартные энтальпии реакций при температуре  $T = 298.15 \text{ К}$  ( $\Delta_f H^\circ_{298}$ ).

Большое практическое значение имеют расчеты тепловых эффектов химических реакций по теплотам образования и сгорания, значения которых для стандартных условий приведены в справочниках.

Теплотой образования называется тепловой эффект образования одного моля соединения из простых веществ. При этом, теплота образования простых веществ ( $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$  и др.) принимается равной нулю. Простые вещества рассматриваются в том агрегатном состоянии и той модификации, в какой они устойчивы при стандартных условиях. При расчетах тепловых эффектов по теплотам образования пользуются правилом, которое вытекает из закона Гесса: тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой теплот образования продуктов реакции и суммой теплот образования исходных веществ. В математической форме это правило записывается следующим образом:

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H^\circ_i, \quad (4)$$

где  $\Delta_r H^\circ$  — тепловой эффект реакции;  $\nu_i$  — стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции (с учетом знаков: для продуктов реакции стехиометрические коэффициенты положительные, а для исходных веществ — отрицательные).

Зная тепловой эффект образования химического соединения в одном агрегатном состоянии, можно на основе закона Гесса вычислить тепловой эффект его образования в другом агрегатном состоянии:

$$\Delta_f H_i^{(r)} = \Delta_f H_i^{(r)} + \Delta_{\text{sub}} H_i = \Delta_f H_i^{(ж)} + \Delta_{\text{vap}} H_i,$$

$$\Delta_f H_i^{(ж)} = \Delta_f H_i^{(r)} + \Delta_{\text{fus}} H_i, \quad \Delta_{\text{sub}} H = \Delta_{\text{fus}} H + \Delta_{\text{vap}} H,$$

где  $\Delta_{\text{sub}} H$ ,  $\Delta_{\text{fus}} H$ ,  $\Delta_{\text{vap}} H$  — теплоты возгонки, плавления и испарения.

При термохимических расчетах реакций, протекающих в растворах, нужно учитывать тепловой эффект процесса растворения химического соединения в данном растворителе.

Теплотой сгорания называется тепловой эффект реакции окисления кислородом одного моля химического соединения с образованием высших оксидов, входящих в это соединение элементов или соединений этих оксидов. Теплоты сгорания, найденные из опыта и пересчитанные к стандартным условиям, приведены в справочниках.

Тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой теплот сгорания исходных веществ и суммой теплот сгорания продуктов реакции, т.е.:

$$\Delta H^\circ = -\sum (\nu_i \Delta_c H_i). \quad (5)$$

Таким образом, на основании закона Гесса, можно сравнительно легко рассчитывать тепловые эффекты различных физико-химических процессов при стандартных условиях.

При расчете тепловых эффектов реакций при температурах, отличных от стандартной, используются теплоемкости. Теплоемкость является одной из важнейших характеристик индивидуального вещества. Теплоемкость веществ широко используется при проведении многих термодинамических расчетов (тепловых балансов, энтропии, химического равновесия и др.).

Теплоемкостью называется количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы вещества на 1 К. При физико-химических и термодинамических расчетах, как правило, пользуются молярными теплоемкостями. Различают истинную и среднюю теплоемкости. Истинной молярной теплоемкостью называется отношение бесконечно малого количества теплоты, которое нужно подвести к одному молю вещества, к бесконечно малому приращению температуры, которое при этом наблюдается:  $c = \frac{\delta Q}{dT}$ , где  $c$  — молярная теплоемкость, Дж/(моль К).

Средней теплоемкостью  $\bar{c}$  в интервале температур от  $T_1$  до  $T_2$  называется отношение конечного количества теплоты, подведенной к одному молю вещества, к разности температур  $T_2 - T_1$ :

$$\bar{c} = \frac{Q}{T_2 - T_1}.$$

В зависимости от условий нагревания или охлаждения вещества различают теплоемкость при постоянном объеме  $c_v$  и при постоянном давлении  $c_p$ . Учитывая, что  $\delta Q_v = dU$  и  $\delta Q_p = dH$  для истинной молярной теплоемкости при постоянном объеме и давлении получаем:

$$c_v = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_v ; c_p = \left( \frac{\partial H}{\partial T} \right)_p. \quad (6)$$



Для  $n$  моль получаем

$$dU = nc_v dT \text{ и } dH = nc_p dT. \quad (7)$$

Проинтегрировав эти выражения, получаем:

$$Q_v = \Delta U = nc_v \Delta T, \quad (8)$$

$$Q_p = \Delta H = nc_p \Delta T. \quad (9)$$

Теплота является объектом изучения в калориметрии. Термохимические данные получают путем калориметрических измерений. В принципе, большинство калориметрических измерений сводится к тому, что процесс, тепловой эффект которого должен быть измерен, проводят в специальном приборе — калориметре и наблюдают вызванное этим процессом изменение температуры  $\Delta T$ .

Тепловой эффект процесса, изменение температуры, теплоемкости и массы веществ, связаны между собой уравнением теплового баланса

$$Q_p = \Delta H = (m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n) \Delta T \quad (10)$$

где  $m_i$  и  $c_i$  — масса и теплоемкость исследуемого вещества и частей калориметра, участвующих в теплообмене.

## Основная аппаратура. Калориметр

Калориметром называется прибор, служащий для измерения тепловых эффектов различных физико-химических процессов, а также для измерения теплоемкостей.

Важнейшими частями калориметра являются: калориметрический сосуд, емкость с калориметрической жидкостью (часто в качестве калориметрической жидкости используется вода), в которой растворяется исследуемое вещество и защитная оболочка, уменьшающая тепловое взаимодействие калориметра с окружающей средой. Способы изолирования калориметра от теплового воздействия различны. В данном практикуме применяется калориметр с

изотермической оболочкой. В крышке калориметра имеются отверстия, куда вставляется пробирка или стаканчик с исследуемым веществом и датчик температуры.

При растворении исследуемого вещества температура растворителя изменяется и, по изменению температуры, рассчитывают тепловые эффекты различных процессов или теплоемкости.

### **Определение действительного изменения температуры в калориметрических опытах**

Общим и обязательным для всех работ в практикуме по термохимии является определение изменения температуры в ходе калориметрического опыта. В ходе калориметрических измерений, проводимых в изотермическом калориметре, происходит теплообмен с окружающей средой, следствием чего являются тепловые потери в окружающую среду. Поэтому разница между температурами начала и конца изучаемого процесса обычно отличается от изменения температуры процесса, определяемого в условиях исключающих тепловые потери. Определить действительное изменение температуры по данным, полученным в результате измерений в изотермическом калориметре, можно двумя способами — аналитическим и графическим.

В настоящем практикуме принят графический способ определения  $\Delta T$ , как более простой, по надежности не уступающий аналитическому, и позволяющий с большой наглядностью судить об особенностях протекания исследуемого процесса.


### **Графический метод определения действительного изменения температуры**

При определении действительного изменения температуры фиксируют температуру калориметрической жидкости в стакане, помещенном в подготовленный для работы

калориметр, до тех пор, пока изменение температуры не станет одинаковым и незначительным или изменение температуры не будет наблюдаться (не менее 5 минут). Затем начинают термохимический опыт (например, растворение соли), не прерывая записи температур. Это так называемый главный период. По окончании главного периода, когда изменение температуры снова станет равномерным, продолжают записывать температуру еще 5 минут, после чего опыт считают законченным. Перемешивание жидкости мешалкой облегчает быстрое достижение теплового равновесия в калориметре.

#### Обработка полученных данных

По полученным экспериментальным данным строится график в координатах температура – время. Получающийся график имеет следующий вид.






**Рис.1. График для определения действительного изменения температуры.**

Время, относящееся к участку АВ, называется «начальным периодом», ВС — «главным периодом», CD — «конечным». Чтобы определить действительное изменение температуры  $\Delta T$ , проводят линии через точки, фиксирующие равномерное изменение температуры начального и конечного периодов АВ и

CD. За начало главного периода принимают момент начала растворения соли, после которого начинается резкое изменение температуры, а за конец главного периода — точку, которая первой ложится на прямую CD. Точки В и С проектируют на ось ординат, находят середину отрезка mn и проводят линию кр. Через точку g проводят вертикаль. Экстраполируют линейные участки АВ и CD до пересечения с вертикалью в точках Е и F. Отрезок EF соответствует изменению температуры  $\Delta T$  в калориметрическом опыте с учетом поправки на теплообмен.

Крутизна линии ВС зависит от характера и условий протекания исследуемого теплового процесса. Крутизна линий АВ и CD зависит от характера теплообмена с окружающей средой. Таким образом, по виду кривой ABCD можно судить о качестве проведенного опыта и учесть его недостатки при проведении следующих опытов. Точность определения изменения температуры за счет теплового процесса является основным фактором, определяющим точность конечного результата.



# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ ХОРОШО РАСТВОРИМОЙ СОЛИ

## КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Теплота растворения твердого соединения с ионной кристаллической решеткой определяется в основном суммой двух величин: теплоты разрушения кристаллической решетки и теплоты сольватации ионов молекулами растворителя. В связи с тем, что на разрушение кристаллической решетки теплота затрачивается, а процесс сольватации сопровождается выделением теплоты, знак теплоты растворения может оказаться как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, какое из двух слагаемых больше по абсолютной величине.

Теплота растворения зависит от концентрации образующегося раствора. Например, при растворении одного моля  $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  в 8 моль воды поглощается 3.35 кДж теплоты, при растворении того же количества кристаллогидрата в 12 моль воды теплота растворения равна нулю, а при растворении в очень большом количестве воды выделяется 17.67 кДж теплоты.

Различают интегральную и дифференциальную теплоты растворения. Теплота, которая поглощается или выделяется при растворении одного моля вещества в таком количестве растворителя, чтобы образовался раствор с определенной моляльностью  $m$ , называется интегральной теплотой растворения. Дифференциальной теплотой растворения называется тепловой эффект, сопровождающий процесс растворения одного моля вещества в бесконечно большом количестве растворителя.

Дифференциальные теплоты растворения определяются расчетным методом. Интегральные теплоты растворения находятся экспериментально.

Расчет теплоты растворения проводят на основе уравнения теплового баланса

$$Q = \left[ (m_1 + m_2)c + \sum_{i \geq 3}^n m_i c_i \right] \Delta T,$$

где  $m_1$  и  $m_2$  — масса воды и соли, соответственно, г;  $c$  — теплоемкость образующегося раствора, Дж/г·К, (для используемых в данной работе количеств воды и солей  $c \approx 4.18$  Дж/г·К);  $m_i$  и  $c_i$  — масса и теплоемкость составных частей калориметра.

Точно определить  $m_i$  и  $c_i$  не представляется возможным. Поэтому сумму  $\sum_{i \geq 3}^n m_i \cdot c_i$  обозначают символом  $K$ , называемым постоянной калориметра и определяют его значение по изменению температуры при растворении определенного количества соли с известной теплотой растворения. Постоянная калориметра  $K$  — количество тепла, которое необходимо подвести к участвующей в теплообмене части калориметра, чтобы поднять его температуру на 1 °С.

Уравнение теплового баланса запишется тогда:

$$Q = [(m_1 + m_2)c + K] \Delta T.$$

Отсюда

$$K = \frac{Q}{\Delta T} - (m_1 + m_2)c,$$

где  $Q = \Delta H m_2$ ;  $\Delta H$  — интегральная теплота растворения соли, Дж/г.

В качестве соли с известной теплотой растворения можно использовать KCl или  $\text{NH}_4\text{Cl}$ . Интегральные теплоты растворения солей даны в справочнике.

В справочнике интегральные теплоты растворения даны для стандартной температуры 298 К. Если температура воды, в

которой растворяют соль, отличается от стандартной, то теплота растворения будет иной. Поэтому опыт нужно проводить при стандартной температуре или рассчитывать интегральную теплоту растворения для данной температуры с помощью уравнений типа

$\Delta H = \Delta H_{298} - k(298 - T)$ , где  $k$  — коэффициент, характерный для каждой соли. Например, для  $KCl$   $\Delta H_{уд} = 256.9 - 3.89(298 - T)$ , Дж/г.

Теплота растворения соли зависит от концентрации образующегося раствора. Поэтому необходимо рассчитать концентрацию раствора, образующегося при растворении соли с известной теплотой растворения и, в соответствии с этим, интерполяцией определить теплоту растворения этой соли для данной концентрации, а затем рассчитать постоянную калориметра.

Зная постоянную калориметра легко рассчитать теплоту растворения неизвестной соли. Для этого определяют изменение температуры при растворении неизвестной соли и рассчитывают  $Q$ , а также рассчитывают удельную теплоту растворения неизвестной соли  $q$  по формуле

$$q = Q / m_2.$$

Значение удельной теплоты растворения соли можно использовать (наряду с другими данными) для определения соли. Для этого сравнивают, полученное значение, со справочными значениями удельных теплот растворения различных солей.

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить теплоту растворения хорошо растворимой соли калориметрическим методом.



## ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «ТЕРМОДИНАМИКА»
- Сетевой кабель
- Платиновый термометр сопротивления
- Соединительный кабель для датчика
- Магнитная мешалка
- Калориметр

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Стакан на 150 мл
- Кристаллический KCl
- Неизвестная соль (например,  $\text{KNO}_3$  или  $\text{NaCl}$ ).

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

### Опыт №1. Определение постоянной калориметра

Вначале определяют постоянную калориметра. Для этого стакан, в который налито  $100 \text{ см}^3$  дистиллированной воды, устанавливают в калориметр и закрывают крышкой. Затем в стаканчик помещают магнитную мешалку. Термодатчик закрепляют в лапке штатива по центру стакана так, чтобы он не касался его дна. Далее датчик соединяют с помощью соединительного провода с учебно-лабораторным модулем.

Выбирают тип эксперимента **Кинетика**. На вкладке **Устройства** выбирают **ПТС Pt1000**. Результаты измерения можно видеть во вкладке **Измерение**.

Затем включают мешалку на скорость 1 или 2. На вкладке **Измерение** задают интервал измерений **3** секунды, а общее количество точек **100**. Затем нажимают кнопку **ЗАПИСЬ**. После

записи данных в течение минимум двух минут (начальный участок температурной кривой) можно всыпать навеску соли.

Через отверстие в крышке калориметра всыпают в стакан навеску 2 г измельченной соли с известной теплотой растворения (например, KCl). Проводят растворение соли.

По завершении записи данных просмотреть результаты измерений можно во вкладке **Результаты**. Изменение температуры в процессе определяют графическим способом. Исходные данные зависимости температуры раствора от времени можно увидеть во вкладке **Графики**. Результаты измерений записывают в тетрадь или переносят в электронную таблицу Excell, в которой очень удобно обрабатывать экспериментальные данные. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и рассчитывают постоянную калориметра.

## **Опыт №2. Определение постоянной калориметра**

Затем выливают из стакана раствор, ополаскивают дистиллированной водой, наливают в него 100 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и устанавливают в калориметр. Затем проводят растворение 2 г (точная навеска) неизвестной соли аналогично растворению соли с известной теплотой растворения, определяют изменение температуры и рассчитывают интегральную теплоту растворения.

Далее проводят расчеты и оформляют отчет.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА**

### **Пример расчета теплоты растворения неизвестной соли**

Предположим, что в ходе эксперимента были получены следующие данные. При определении постоянной калориметра, в 500 см<sup>3</sup> воды растворялось 5 г NH<sub>4</sub>Cl. Действительное изменение температуры, определенное графическим методом,

составило  $0.6^{\circ}\text{C}$ . При растворении 5 г неизвестной соли, действительное изменение температуры составило  $0.68^{\circ}\text{C}$ . Температура воды —  $25^{\circ}\text{C}$ .

### Определение постоянной калориметра

Определим моляльную концентрацию раствора, образующегося при растворении 5 г  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .

Молярная масса  $\text{NH}_4\text{Cl}$  —  $M = 53.5$  г/моль. 5 г  $\text{NH}_4\text{Cl}$  составляет  $5 / 53.5 = 0.0935$  моль. В 500 г воды растворили 0.0935 моль, а в 1000 г будет растворено 0.187 моль. Следовательно, моляльность  $m = 0.187$  моль/кг.

В справочнике для  $\text{NH}_4\text{Cl}$  даны интегральные теплоты растворения: при  $m = 0.1$  моль/кг,  $\Delta H_m = 15.1$  кДж/моль и при  $m = 0.2$  моль/кг,  $\Delta H_m = 15.19$  кДж/моль. Методом интерполяции определяем интегральную теплоту растворения для  $m = 0.187$  моль/кг. Увеличение  $\Delta H_m$  при увеличении моляльности на 0.1 моль/кг составляет  $15.19 - 15.1 = 0.09$  кДж/моль.

Тогда, увеличение  $\Delta H_m$  на  $0.187 - 0.1 = 0.087$  моль/кг равно  $0.09 \times 0.087 / 0.1 = 0.08$  кДж/моль. Отсюда, интегральная теплота растворения  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , при образовании раствора с моляльностью  $m = 0.187$  моль/кг равно  $15.1 + 0.08 = 15.18$  кДж/моль =  $15.1873 / 53.5 = 284$  Дж/г.

При растворении 5 г  $\text{NH}_4\text{Cl}$  поглотилось  $Q = 284 \times 5 = 1.42$  кДж теплоты. Теплоемкость раствора приближенно равна 4.18 Дж/г·К.

$$K = \frac{Q}{\Delta T} - (m_1 + m_2) \cdot c = \frac{1420}{0.6} - (500 + 5) \cdot 4.18 = 255,1 \text{ кДж/К}$$

### Определение теплоты растворения неизвестной соли

$$Q = [(m_1 + m_2)c + K] \Delta T = [(500 + 5)4.18 + 255.1] \cdot 0.68 = 1638.8 \text{ Дж}$$

Удельная теплота растворения неизвестной соли

$$q = 1638.8 / 5 = 327.6 \text{ Дж/г}$$


В справочнике приведены интегральные теплоты растворения различных солей в кДж / моль. Так как молярная масса соли неизвестна, то пересчитываем молярные интегральные теплоты растворения на удельные. Так для KI —  $q = 125.5$  кДж/г, для NaCl —  $q = 73$  кДж/г, для  $\text{NH}_4\text{NO}_3$   $q = 321.87$  кДж/г. — Сравнивая значение удельной теплоты растворения, определенной экспериментально с табличными данными, можно предположить, что неизвестная соль —  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ .



## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ СИЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ

### КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При взаимодействии сильной кислоты с сильным основанием в разбавленных водных растворах выделяется почти одинаковое количество теплоты  $\Delta H - 55.9$  кДж / моль при 298 К. Постоянство теплот нейтрализации связано с тем, что при взаимодействии сильных кисло и оснований, полностью диссоциированных в водных растворах, из ионов  $H^+$ , (точнее из ионов гидроксония  $H_3O^+$ ) кислоты и ионов  $OH^-$  основания образуются молекулы воды:



В тепловой эффект, наблюдаемый при нейтрализации, помимо теплоты нейтрализации входят теплоты разведения кислоты щелочью и щелочи кислотой.

### ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить теплоту реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием калориметрическим способом

### ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «ТЕРМОДИНАМИКА»
- Сетевой кабель
- Платиновый термометр сопротивления
- Соединительный кабель для датчика
- Магнитная мешалка
- Калориметр

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Стакан на 150 мл
- Водный раствор NaOH, 0.015 моль/л
- Водный раствор HCl, 5 моль/л
- KCl, кристаллический

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

### Опыт №1. Определение постоянной калориметра

Вначале определяют постоянную калориметра. Для этого стакан, в который налито  $100 \text{ см}^3$  дистиллированной воды, устанавливают в калориметр и закрывают крышкой. Затем в стаканчик помещают магнитную мешалку. Термодатчик закрепляют в лапке штатива по центру стакана так, чтобы он не касался его дна. Далее датчик соединяют с помощью соединительного провода с учебно-лабораторным модулем.

Выбирают тип эксперимента **Кинетика**. На вкладке **Устройства** выбирают **ПТС Pt1000**. Результаты измерения можно видеть во вкладке **Измерение**.

Затем включают мешалку на скорость 1 или 2. На вкладке **Измерение** задают интервал измерений **3** секунды, а общее количество точек **100**. Затем нажимают кнопку **ЗАПИСЬ**. После записи данных в течение минимум двух минут (начальный участок температурной кривой) можно всыпать навеску соли.

Через отверстие в крышке калориметра всыпают в стакан навеску 2 г измельченной соли с известной теплотой растворения (например, KCl). Проводят растворение соли.

По завершении записи данных просмотреть результаты измерений можно во вкладке **Результаты**. Изменение температуры в процессе определяют графическим способом.

Исходные данные зависимости температуры раствора от времени можно увидеть во вкладке **Графики**. Результаты измерений записывают в тетрадь или переносят в электронную таблицу Excell, в которой очень удобно обрабатывать экспериментальные данные. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и рассчитывают постоянную калориметра.

### **Опыт №2. Определение теплоты нейтрализации и разведения**

Затем выливают из стакана раствор, ополаскивают дистиллированной водой, наливают в него 100 мл раствора щелочи с концентрацией 0.015 моль/л и устанавливают в калориметр. Производят настройку режима записи данных аналогично опыту №1. Затем проводят нейтрализацию щелочи 3 мл 5 моль/л кислотой. Далее графически определяют изменение температуры и рассчитывают сумму теплот разведения и нейтрализации.

### **Опыт №3. Определение теплоты разведения**

Снова выливают из стакана раствор, ополаскивают дистиллированной водой, наливают в него 100 мл дистиллированной воды и устанавливают в калориметр. Производят настройку режима записи данных аналогично опыту №1. Затем в стакан добавляют 3 мл 5 моль/л кислоты. Далее графически определяют изменение температуры и рассчитывают теплоту разведения.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА**

В данной работе к большому объему щелочи прибавляется небольшой объем кислоты, поэтому объем щелочи мало изменится при вливании в нее кислоты, теплота разведения щелочи кислотой мала, и ею можно пренебречь.



Теплота разведения кислоты щелочью в этом случае велика, и ее нужно учитывать при определении теплоты нейтрализации.

Тогда,

$$q_1 = q + q_2; \text{ и } q = q_1 - q_2$$

где  $q$  — теплота нейтрализации;  $q_1$  — теплота нейтрализации и разведения;  $q_2$  — теплота разведения.

Изменение температуры  $\Delta T$ , как для процесса нейтрализации, так и для процесса разведения определяют графически.

Теплоту нейтрализации определяют по формуле

$$q = (m_1 c_1 + m_2 c_2 + K) \Delta T_1 - (m_2 c_2 + m_3 c_3 + K) \Delta T_2$$

где  $m_1, c_1$  — масса и теплоемкость щелочи;  $m_2, c_2$  — масса и теплоемкость кислоты;  $m_3, c_3$  — масса и теплоемкость воды;  $\Delta t_1, \Delta t_2$  — разность температур при разведении и нейтрализации разведении соответственно.

Полученный тепловой эффект пересчитывают на 1 моль кислоты по формуле

$$\Delta H = \frac{(q_1 - q_2) 1000}{\nu c}$$

где  $\nu$  — объем кислоты, мл;  $c$  — концентрация кислоты, моль/л.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА РЕАКЦИИ РАСТВОРЕНИЯ МАГНИЯ В КИСЛОТЕ

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить теплоту растворения металлического магния Mg в растворе соляной кислоты HCl

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «ТЕРМОДИНАМИКА»
- Сетевой кабель
- Платиновый термометр сопротивления
- Соединительный кабель для датчика
- Магнитная мешалка
- Калориметр

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Стакан на 150 мл
- Водный раствор HCl, 0.5 моль/л
- Mg, кристаллический

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

### Опыт №1. Определение постоянной калориметра

Вначале определяют постоянную калориметра. Для этого стакан, в который налито  $100 \text{ см}^3$  дистиллированной воды, устанавливают в калориметр и закрывают крышкой. Затем в стаканчик помещают магнитную мешалку. Термодатчик закрепляют в лапке штатива по центру стакана так, чтобы он не касался его дна. Далее датчик соединяют с помощью соединительного провода с учебно-лабораторным модулем.

Выбирают тип эксперимента **Кинетика**. На вкладке **Устройства** выбирают **ПТС Pt1000**. Результаты измерения можно видеть во вкладке **Измерение**.

Затем включают мешалку на скорость 1 или 2. На вкладке **Измерение** задают интервал измерений **3** секунды, а общее количество точек **100**. Затем нажимают кнопку **ЗАПИСЬ**. После записи данных в течение минимум двух минут (начальный участок температурной кривой) можно всыпать навеску соли.

Через отверстие в крышке калориметра всыпают в стакан навеску 2 г измельченной соли с известной теплотой растворения (например, KCl). Проводят растворение соли.

По завершении записи данных просмотреть результаты измерений можно во вкладке **Результаты**. Изменение температуры в процессе определяют графическим способом. Исходные данные зависимости температуры раствора от времени можно увидеть во вкладке **Графики**. Результаты измерений записывают в тетрадь или переносят в электронную таблицу Excell, в которой очень удобно обрабатывать экспериментальные данные. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и рассчитывают постоянную калориметра.



## **Опыт №2. Растворение магния в кислоте**

Затем выливают из стакана раствор, ополаскивают дистиллированной водой, наливают в него 100 мл раствора кислоты с концентрацией 0.5 моль/л и устанавливают в калориметр. Производят настройку режима записи данных аналогично опыту №1. Затем всыпают точную навеску магния (0.1 г) в стакан с кислотой. Далее графически определяют изменение температуры и рассчитывают энтальпию взаимодействия кислоты с металлическим магнием.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТА СУЛЬФАТА МЕДИ

### КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество теплоты, которое затрачивается на образование 1 моль твердого кристаллогидрата из твердой безводной соли и соответствующего количества молей воды, называют теплотой гидратообразования. Значение теплоты гидратообразования напрямую определить очень сложно. Эту величину находят расчетным путем по закону Гесса, по разности интегральных энтальпий растворения кристаллогидрата и безводной соли, взятых в таких количествах, чтобы полученный раствор в обоих случаях имел одинаковую концентрацию. Например:



Измерив экспериментально в калориметре  $\Delta H_2$  и  $\Delta H_1$  можно рассчитать теплоту гидратообразования сульфата меди:

$$\Delta H_{\text{гидр}} = \Delta H_2 - \Delta H_1$$

### ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить теплоту гидратообразования сульфата меди

### ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «ТЕРМОДИНАМИКА»
- Сетевой кабель
- Платиновый термометр сопротивления
- Соединительный кабель для датчика
- Магнитная мешалка
- Калориметр

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Стакан на 150 мл
- Сульфат меди пятиводный, кристаллический
- Сульфат меди безводный, кристаллический

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

### Опыт №1. Определение постоянной калориметра

Вначале определяют постоянную калориметра. Для этого стакан, в который налито  $100 \text{ см}^3$  дистиллированной воды, устанавливают в калориметр и закрывают крышкой. Затем в стаканчик помещают магнитную мешалку. Термодатчик закрепляют в лапке штатива по центру стакана так, чтобы он не касался его дна. Далее датчик соединяют с помощью соединительного провода с учебно-лабораторным модулем.

Выбирают тип эксперимента **Кинетика**. На вкладке **Устройства** выбирают **ПТС Pt1000**. Результаты измерения можно видеть во вкладке **Измерение**.

Затем включают мешалку на скорость 1 или 2. На вкладке **Измерение** задают интервал измерений **3** секунды, а общее количество точек **100**. Затем нажимают кнопку **ЗАПИСЬ**. После записи данных в течение минимум двух минут (начальный участок температурной кривой) можно всыпать навеску соли.

Через отверстие в крышке калориметра всыпают в стакан навеску 2 г измельченной соли с известной теплотой растворения (например, KCl). Проводят растворение соли.

По завершении записи данных просмотреть результаты измерений можно во вкладке **Результаты**. Изменение температуры в процессе определяют графическим способом. Исходные данные зависимости температуры раствора от


времени можно увидеть во вкладке **Графики**. Результаты измерений записывают в тетрадь или переносят в электронную таблицу Excell, в которой очень удобно обрабатывать экспериментальные данные. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и рассчитывают постоянную калориметра.

### Опыт №2. Растворение безводного сульфата меди

Выливают из стакана содержимое от предыдущего опыта, ополаскивают его дистиллированной водой, наливают в него 100 мл дистиллированной воды и устанавливают в калориметр. Производят настройку режима записи данных аналогично опыту №1. Затем высыпают точную навеску безводного сульфата меди (1,38 г) в стакан с водой. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и энтальпию этого процесса.

### Опыт №3. Растворение пентаводного сульфата меди


Далее повторяют эксперимент как описано в опыте №2, только вместо безводного сульфата меди используют кристаллогидрат — пентаводный сульфат меди массой 1.88 г. Графическим методом определяют изменение температуры при растворении соли и энтальпию этого процесса.



## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ

### КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Рассмотрим термодинамическую систему, в которой протекает некоторая обобщенная химическая реакция:



где  $\nu_i$  - стехиометрический коэффициент,  $A_i$  - реагент.

Полный дифференциал функции Гиббса для этой системы запишется как

$$dG \leq -SdT + VdP + \sum_i \nu_i \mu_i dn_i$$

В состоянии равновесия, при постоянстве температуры и давления,

$$\sum_i \nu_i \mu_i dn_i = 0$$

В состоянии динамического равновесия  $dn_i$  не может быть равно нулю, следовательно,

$$\sum_i \nu_i \mu_i = 0$$

Полученное соотношение является условием химического равновесия реакции. Из него можно получить очень важный для химии закон действия масс. Если рассматриваемая реакция гомогенная, например, все реагенты - газообразные вещества, то с учетом значений химических потенциалов каждого компонента реакции можно записать:

$$\nu_4 \mu_4 + \nu_3 \mu_3 - \nu_2 \mu_2 - \nu_1 \mu_1 = 0$$

$$\nu_4 \mu_4^\circ + RT \ln \frac{p_4}{p^\circ} + \nu_3 \mu_3^\circ + RT \ln \frac{p_3}{p^\circ} - \nu_2 \mu_2^\circ - RT \ln \frac{p_2}{p^\circ} - \nu_1 \mu_1^\circ + RT \ln \frac{p_1}{p^\circ} = 0$$



После группировки членов, зависимых только от температуры и зависимых только от содержания реагентов, получаем:

$$\sum_i \nu_i \mu_i^\circ + RT \ln \frac{\left(\frac{p_4}{p^\circ}\right)^{\nu_4} \left(\frac{p_3}{p^\circ}\right)^{\nu_3}}{\left(\frac{p_2}{p^\circ}\right)^{\nu_2} \left(\frac{p_1}{p^\circ}\right)^{\nu_1}} = 0$$


Это соотношение можно записать компактнее, если учесть, что стандартное давление  $p^\circ = 1 \times 10^5$  Па

$$\Delta G^\circ_T + RT \ln K_p = 0$$

В состоянии равновесия при постоянной температуре, выражение под логарифмом также будет постоянным. Следовательно, в состоянии равновесия выражение в квадратных скобках является константой и называется константой равновесия химической реакции  $K_p$

$$K_p = \frac{p_4^{\nu_4} p_3^{\nu_3}}{p_2^{\nu_2} p_1^{\nu_1}}$$

Полученное выражение является законом действующих масс. Закон действия масс применим и к системам, в которых протекают реакции с участием твердых реагентов, т.н. гетерогенные реакции. В качестве примеров можно привести следующие реакции:



Согласно термодинамическому условию равновесия, например, для реакции окисления никеля получим

$$\mu_{\text{NiO}} - \mu_{\text{Ni}} - 0.5\mu_{\text{O}_2} = 0$$

Для газообразного реагента (кислорода)  $\mu_{O_2} = \mu_{O_2}^\circ + RT \ln p_{O_2}$ , для твердого реагента (никеля)  $\mu_{Ni} = \mu_{Ni}^\circ$ , т. к. химический потенциал твердой фазы зависит только от температуры и не зависит от его содержания (давления). С учетом этого:

$$K_p = p_{O_2}^{-0.5}$$

Следовательно, константа равновесия реакции разложения карбоната кальция запишется в виде:

$$K_p = p_{CO_2}$$

А константа равновесия реакции восстановления оксида железа угарным газом равна:

$$K_p = \frac{p_{CO_2}}{p_{CO}}$$

Таким образом, выражение закона действующих масс для гетерогенных химических реакций остается таким же, как и для гомогенных, но только парциальные давления (или концентрации) твердых фаз не входят в уравнения констант равновесия.

Константа равновесия конкретной реакции ( $K_p$  и  $K_c$ ) зависит только от температуры. Влияние температуры на константу равновесия можно получить непосредственно из связи стандартного изобарного потенциала с константой равновесия реакции:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{RT}$$

Из этого соотношения можно оценить стандартную энтальпию и энтропию химической реакции:

$$\Delta H^\circ = -R \frac{d \ln K_p}{dT}, \quad \Delta S^\circ = R \frac{d(T \ln K_p)}{dT}$$

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить константу равновесия и основные термодинамические величины реакции разложения карбоната кальция

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»
- Сетевой кабель
- Термопара
- Нагреватель пробирок
- Датчик давления
- Вакуумный насос
- Вакуумный шланг

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Пробирка с газоотводной трубкой
- Карбонат кальция, магния или стронция

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Прежде всего, следует убедиться в герметичности системы. Для этого с помощью вакуумного насоса создают разряжение в системе. Герметичность системы можно считать удовлетворительной, если за 10...15 минут давление в системе не изменяется более, чем на 0.2...0.3 кПа.

Включают печь и с помощью регулятора устанавливают первоначальную температуру реакционного сосуда не выше 300°C. Разряжение при этом в системе должно поддерживаться минимальное — порядка 1.3...1.6 кПа. Записывают первые показания термопары и датчика давления. После этого, с помощью регулятора мощности нагревателя повышают температуру в печи на 10...20 градусов, ждут установления




нового постоянного значения температуры и записывают соответствующее этой температуре значение давления.

Таким образом, постепенно повышая температуру, проводят не менее 10...15 замеров. Измерения проводят до тех пор, пока давление в реакционном сосуде не достигнет 20...30 кПа. В случае повышения давления свыше 40 кПа немедленно сообщить газовую систему установки с атмосферой и начать охлаждение нагревателя.

После окончания эксперимента нагреватель охлаждают до 300°C и систему через кран соединяют с атмосферой. Затем выключают нагреватель и датчики.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Графические зависимости  $\ln K_p - 1/T$  и  $T \ln K_p - T$  обрабатывают по линейной регрессии методом наименьших квадратов и по тангенсам углов наклона определяют стандартные изменение энтальпии и энтропии реакции диссоциации. Рассчитывают температуру диссоциации  $\text{CaCO}_3$  при которой давление  $\text{CO}_2$  равно  $1 \times 10^5$  Па.



# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА

## КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Степень гидролиза  $\alpha$  растворов солей определяется по формуле



$$\alpha = \frac{c_r}{c}$$

где  $c_r$  – концентрация гидролизированных молекул соли,  $c$  – концентрация негидролизированных молекул соли.

Для разбавленных растворов солей степень гидролиза невелика ( $\alpha \ll 1$ ), а константа гидролиза  $K_r$  приближенно равна:

$$K_r = \alpha^2 c$$



Здесь концентрацию негидролизованной соли  $c$  принимают равной исходной концентрации соли. Для соли, гидролизованной по катиону, например по реакции



концентрация гидролизированных молекул  $c_r$  равна концентрации ионов водорода, соответственно:

$$\alpha = \frac{c_{\text{H}^+}}{c}, \quad K_r = \frac{c_{\text{H}^+}^2}{c}$$

Для соли, гидролизованной по аниону, например по реакции



концентрация гидролизированных молекул

$$\alpha = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}}}{c_{\text{H}^+} c}, \quad K_r = \frac{K_{\text{H}_2\text{O}}^2 c_{\text{H}^+}^2}{c_{\text{H}^+}^2 c}$$

где  $K_{\text{H}_2\text{O}}$  — ионное произведение воды.

Термодинамические характеристики воды определяются по формулам:

$$\Delta G = -RT \ln K_r$$

$$\Delta H = R \ln \left( \frac{K_{r,2} T_2 T_1}{K_{r,1} T_1 - T_2} \right)$$

$$\Delta S = \frac{\Delta H - \Delta G}{T}$$

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить зависимость степени гидролиза соли  $\alpha$  от степени разбавления раствора при различных температурах, а также определить термодинамические характеристики процесса гидролиза соли: энергию Гиббса, энтальпию и энтропию

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»
- Сетевой кабель
- Стекланный комбинированный электрод
- pH датчик
- Термодатчик
- Соединительный провод к датчику
- Магнитная мешалка
- Извлекатель магнитной мешалки
- Нагреватель пробирок

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Одна из солей на выбор:  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  или  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- Стаканчик на 100 мл

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Готовят исходный раствор соли с концентрацией 0.4 моль/л. Для этого навеску сухой соли помещают в мерную колбу на 250 мл. Сначала растворяют соль в небольшом количестве воды, затем тщательно перемешивают раствор и осторожно доводят водой до метки.

Далее готовят 0.2 моль/л раствор соли. Для этого пипеткой емкостью на 50 мл отбирают раствор из первой колбы и переносят его в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки водой.

Аналогично, путем разбавления, готовят растворы соли 0,1; 0,05 и 0,025М концентрации. Растворы оставшиеся в колбах используют для промывания электродов перед измерением pH и для измерения pH.

В стаканчик на 100 мл приливают примерно 50 мл раствора и помещают туда магнитную мешалку. Далее измеряют pH растворов всех пяти концентраций при комнатной температуре, фиксируя показания по термодатчику. Затем, после выдержки стаканчиков с растворами на песочной бане в нагревателе пробирок в течение 5...10 минут, измеряют pH при 70°C и 50°C.

Затем по экспериментальным значениям pH рассчитывают степень и константу гидролиза для растворов соли пяти концентраций и трех температур.





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

При оформлении отчета по лабораторной работе приводят график зависимости степени диссоциации от разбавления



раствора (1/с). Рассчитывают термодинамические характеристики гидролиза по выше приведенным уравнениям.


Делают вывод о зависимости степени гидролиза от концентрации раствора, степени гидролиза от температуры и изменении энергии Гиббса от температуры.



# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В ГОМОГЕННОЙ СИСТЕМЕ

## КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Реакция образования уксусноэтилового эфира при комнатной температуре протекает медленно.



Поэтому ее проводят при 70...80°C в присутствии HCl в качестве катализатора в течении 4...3 часов. Чтобы низкокипящие вещества улетучивались при нагревании, реакцию проводят в колбах, снабженных обратными холодильниками. Теплота образования этилацетата очень мала, поэтому константа равновесия этой реакции, как это следует из уравнения Вант-Гоффа, практически не зависит от температуры. За изменением состава смеси следят по изменению в ней концентрации кислоты в течении реакции. Изучение равновесия реакции осуществляется измерением скоростей прямой и обратной реакции при различных исходных концентрациях  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (для прямой реакции) и  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$  (для обратной). За измерением концентрации реагирующих веществ следят до тех пор пока не наступит равновесие.

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с основными свойствами обратимых реакций и химического равновесия в жидкой фазе на примере реакции образования уксусноэтилового эфира

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Учебно-лабораторный модуль «КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»
- Сетевой кабель
- Нагреватель пробирок

—Ручной дозатор переменного объема

## РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Пробирки с завинчивающейся крышкой
- Этиловый спирт чистый
- Водный раствор уксусной кислоты, 4.0 моль/л
- Водный раствор соляной кислоты, 0.5 моль/л

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В четыре сухих пробирки емкостью 50 мл нумеруют. В каждую налить из бюретки следующие соотношения реагентов:

Пробирка №1: 15 мл 4.0 моль/л раствора уксусной кислоты, 5 мл 0.5 моль/л раствора  $\text{HCl}$  и 5 мл этилового спирта.

Пробирка №2: 15 мл 2.0 моль/л раствора уксусной кислоты, 5 мл 0.5 моль/л раствора  $\text{HCl}$  и 5 мл этилового спирта.

Пробирка №3: 15 мл дистиллированной воды, 5 мл 0.5 моль/л раствора  $\text{HCl}$  и 5 мл этилацетата.

Пробирка №3: 12 мл дистиллированной воды, 5 мл 0.5 моль/л раствора  $\text{HCl}$  и 3 мл этилацетата.

Затем пробирки плотно закрывают винтовыми крышками и помещают на песочную баню с температурой 70...80°C. Колбы нагревают в течение 2 часов. Ни в коем случае не допускайте перегрева пробирок, так как в противном случае их содержимое закипит и есть возможность получить серьезный ожог.

Далее определяют точную концентрацию соляной и уксусной кислот, используемых для составления смеси. Для этого отбирают 1 мл уксусной кислоты и отдельно 5 мл  $\text{HCl}$  и титруют 0.5 моль/л раствором  $\text{NaOH}$  в присутствии фенолфталеина.

После двух часов нагревания из первой пробирки отбирают пробу. Пробирку вынимают из водяной бани и помещают под

проточную воду, для того чтобы понизить давление паров смеси и избежать потери вещества и изменения состава смеси при отборе пробы. После охлаждения смеси пипеткой отбирают 1 мл смеси для анализа. Взятую пробу выливают в колбу Эрленмейера, в которую предварительно наливают 50 мл ледяной дистиллированной воды (ледяная вода должна приостановить реакцию и фиксировать момент, к которому относится измерение концентрации).

Затем закрутить винтовую пробку и поместить пробирку обратно в песочную баню. Во взятой пробе определяют концентрацию кислоты титрованием 0.5 моль/л. раствором NaOH в присутствии фенолфталеина.

Через 30 минут после отбора первой пробы берут повторную пробу и оттитровывают ее. Пробы берут через каждые 30 минут пока результаты титрования последних двух проб не совпадут между собой в пределах 0.1...0.2 мл. Это момент наступления равновесия и окончание опыта с данной смесью.

Анализ смеси в остальных колбах проводят аналогично.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Расчет константы равновесия проводят исходя из количества взятых веществ и концентрации кислоты в равновесной смеси.

Исходная концентрации уксусной кислоты в смеси определяется по формуле:

$$c_{\text{CH}_3\text{COOH}} = c_{\text{NaOH}} \frac{V_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{V}$$

где  $c_{\text{NaOH}}$  – молярная концентрация исходного раствора уксусной кислоты, определенная титрованием, моль/л;  $V$  – общий объем смеси, мл;  $V_{\text{CH}_3\text{COOH}}$  – объем уксусной кислоты взятый для составления исходной смеси, мл.

Исходная концентрация спирта определяется по формуле:

$$c_{C_2H_5OH} = \frac{V_{C_2H_5OH} \rho_{C_2H_5OH}}{M_{C_2H_5OH} V}$$

где  $V_{C_2H_5OH}$  – объем спирта взятый для составления исходной смеси, мл;  $\rho_{C_2H_5OH}$  – плотность спирта, 0,789 г/мл;  $M_{C_2H_5OH}$  – молярная масса спирта, г/моль;  $V$  – общий объем смеси, мл.

Исходная концентрация воды определяется по формуле:

$$c_{H_2O} = \frac{V_{CH_3COOH} (1 - a_{CH_3COOH}) + V_{C_2H_5OH} d_{C_2H_5OH} (1 - a_{C_2H_5OH})}{M_{H_2O} V}$$

где  $V_{CH_3COOH}$ ,  $V_{HCl}$  – объемы соответственно уксусной и соляной кислот, взятые для составления исходной смеси, мл;  $\rho_{HCl}$  – плотность соляной кислоты, 1,007 г/мл;  $a_{CH_3COOH}$ ,  $a_{C_2H_5OH}$  – содержание соответственно уксусной кислоты и спирта в данном объеме, доли единицы;  $M_{H_2O}$  – молярная масса воды, г/моль.

Концентрация уксусной кислоты в равновесной смеси определяется по формуле:

$$c_{CH_3COOH} = (c_2 - c_1) \frac{V_{HCl}}{V}$$

где  $c_2$  — суммарная концентрация кислоты в равновесной смеси после реакции, моль/л;  $c_1$  – исходная концентрация HCl, моль/л.

Концентрация этилацетата в равновесной смеси равна убыли концентрации уксусной кислоты:

$$c_{CH_3COOC_2H_5} = c_{CH_3COOH}^0 - c_{CH_3COOH}$$

Концентрация спирта в равновесной смеси рассчитывается как:




$$c_{C_2H_5OH} = c_{C_2H_5OH}^0 - c_{CH_3COOC_2H_5}$$

Равновесная концентрация воды рассчитывается как:

$$c_{\text{H}_2\text{O}} = c_{\text{H}_2\text{O}}^0 + c_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5}$$

Константа равновесия определяется по формуле:

$$K = \frac{c_{\text{H}_2\text{O}} c_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5}}{c_{\text{CH}_3\text{COOH}} c_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}}$$



## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. ИЗУЧЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИИ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА С РОДАНИДОМ КАЛИЯ

### ЦЕЛЬ РАБОТЫ


Качественно доказать применимость принципа Ле-Шателье в обратимой химической реакции хлорида железа (III) с роданидом калия

### РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

- Промывалка с дистиллированной водой
- Набор пробирок с закручивающимися крышками
- Водный раствор хлорида железа (III), 0.01 моль/л
- Водный раствор KSCN, 0.06 моль/л

### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В пробирку налейте, примерно, 10 мл раствора хлорида железа (III) и добавьте несколько капель разбавленного раствора роданида калия. Протекающая реакция является обратимой и протекает по уравнению:






Определите какой цвет имеет образующийся в результате реакции гексароданоферрат (III) калия -  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CNS})_6]$ . Полученный раствор разделите примерно поровну на 4 пробирки.

В первую добавьте несколько капель концентрированного раствора хлорида железа, во вторую – концентрированного раствора роданида калия, в третью – добавьте порошкообразный хлорид калия. Сравните изменения окраски растворов в этих пробирках с исходным цветом раствора в четвертой пробирке.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

При оформлении отчета по лабораторной работе сделайте вывод о влиянии изменения концентрации реагентов и продуктов реакции на смещение химического равновесия. Запишите формулировку принципа Ле-Шателье.




## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. А.Н.Петров, В.А.Черепанов, Е.Ю.Ермишина Практикум по физической химии. Уральский государственный университет. — Екатеринбург — 2003.

2. Учебно методическое пособие Физическая и коллоидная химия. Составитель И.Е. Стась, И.А. Штоббе. — Алтайский государственный университет. — Барнаул.— 2006.

3. Лабораторный практикум по физической химии: Методические указания к выполнению лабораторных работ/ Составители: В.А. Хомич, С.А. Эмралиева. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2011. – 30 с.








# УНИТЕХ

## ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ЛЕГКО!



Научно-производственная компания «Унитех» успешно работает на рынке образовательных услуг с 2003 года и зарекомендовала себя в качестве ответственного разработчика и надежного поставщика.



**НАША ПРОДУКЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА АКТИВИЗАЦИЮ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И  
РАЗВИТИЯ ИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ**

Главным партнером компании по разработке учебно-лабораторного оборудования является Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет. В основе деятельности компании находится всесторонняя поддержка учебного процесса и его модернизация с помощью внедрения современного высокотехнологичного оборудования. Надежность и качество наших разработок оценены многими ведущими вузами Российской Федерации и стран СНГ, среди которых: МГТУ им. Баумана, Белорусский Государственный Медицинский Университет, Томский Государственный Университет, Казанский федеральный университет, всего более 150 вузов России и стран СНГ.

### В СВОИХ РАЗРАБОТКАХ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



всестороннюю поддержку преподавателя  
в освоении современных образовательных  
технологий и внедрения их в учебный процесс



мы всегда готовы провести личное  
консультирование или дистанционную  
поддержку преподавателей



программное обеспечение  
и обучающие видео



новейшее оборудование,  
методические пособия,  
инструктивные материалы



**УНИТЕХ**  
Получать знания легко!

**ООО «НПО «Унитех»**

**ТЕЛЕФОН/ФАКС (3822) 20-02-62**

**E-MAIL ULKTRU@YANDEX.RU**



**г. Томск, улица Герцена 72**

**график работы: ПН-ПТ, 9:00-17:00**

**[www.unitex.tomsk.ru](http://www.unitex.tomsk.ru)**

# ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ПЕРИОДЫ	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																										
	A	I	В	A	II	В	A	III	В	A	IV	В	A	V	В	A	VI	В	A	VII	В	A	VIII	В			
1	(H)																										
2	Li Литий	Be Бериллий	4 9,0122	B Бор	5 10,811	C Углерод	6 12,011	N Азот	7 14,007	O Кислород	8 15,999	F Фтор	9 18,998	Ne Неон	10 20,179	He Гелий	2 4,002602	<div>Символ элемента</div> <div>Относительная атомная масса</div> <div>Порядковый номер</div> <div>Ar Argon Аргон 39,948</div> <div>18</div> <div>Название элемента</div> <div>Расположение элемента на энергетическом уровне</div>									
3	Na Натрий	Mg Магний	11 22,99	Al Алюминий	12 24,305	Si Кремний	13 28,086	P Фосфор	14 30,974	S Сера	15 32,066	Cl Хлор	16 35,453	Ar Аргон	17 39,948	Ar Аргон	18 39,948										
4	K Калий	Ca Кальций	19 39,098	Sc Скандий	20 40,08	Ti Титан	21 47,90	V Ванадий	22 50,941	Cr Хром	23 51,996	Mn Марганец	24 54,938	Fe Железо	25 55,847	Co Кобальт	26 58,933	Ni Никель	27 58,933								
5	Rb Рубидий	Sr Стронций	37 85,468	Y Иттрий	38 87,62	Zr Цирконий	39 91,22	Nb Ниобий	40 92,906	Mo Молибден	41 95,94	Tc Технеций	42 97,91	Ru Рутений	43 101,07	Rh Родий	44 102,906	Pd Палладий	45 102,906								
6	Cs Цезий	Ba Барий	55 132,905	La* Лантан	56 137,33	In Индий	49 114,82	Cd Кадмий	50 112,41	Sn Олово	51 118,71	Sb Сурьма	52 121,75	Te Теллур	53 127,60	I Йод	54 126,9045	Xe Ксенон	55 131,29								
7	Fr Франций	Ra Радий	87 [223]	Ac** Актиний	88 [227]	Tl Таллий	81 204,38	Pb Свинец	82 207,19	Bi Висмут	83 208,980	Po Полоний	84 209,98	At Астат	85 209,99	Rn Радон	86 [222]	Os Осмий	76 190,2	Ir Иридий	77 192,22	Pt Платина	78 195,08				
формулы высших окислов элементов	R <sub>2</sub> O		RO		RO <sub>2</sub>		RH <sub>4</sub>		RH <sub>3</sub>		R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		RO <sub>2</sub>		RO <sub>3</sub>		R <sub>2</sub> O <sub>7</sub>		RO <sub>4</sub>								
формулы летучих соединений																											
ЛАНТАНОИДЫ*	Ce Церий	Pr Прометий	58 140,908	Nd Неодим	59 144,24	Sm Самарий	60 150,36	Eu Европий	61 151,96	Gd Гадолиний	62 157,25	Tb Тербий	63 158,925	Dy Диспрозий	64 162,50	Ho Гольмий	65 164,930	Er Эрбий	66 167,26	Tm Туллий	67 168,934	Yb Иттербий	68 173,054	Lu Лютеций			
АКТИНОИДЫ**	Th Торий	Pa Протактиний	90 232,038	U Уран	92 238,03	Pu Плутоний	94 244,06	Am Америций	95 243,06	Cm Курций	96 247,07	Bk Берклий	97 247,07	Cf Калифорний	98 251,08	Es Эйнштейний	99 252,08	Fm Фермий	100 257,10	Md Мейтнерий	101 258,10	No Нобелий	102 259,10	Lr Лавренций			